


Attends® For Men




Attends - Systemet med 10 absorptionsnivåer för inkontinens

Attends For Men är anatomiskt utformade skydd utvecklade för män med urininkontinens.

Nivå 1 och 2 är designade för män med efterdropp.



Nivå 3 och 4 för män med lättinkontinens och medelinkontinens.



1 Anatomisk form speciellt framtagen för män för ökad komfort, diskretion och läckagesäkerhet.

2 Fästyta som ser till att skyddet sitter säkert på plats och möjliggör användning tillsammans med tätt åtsittande underkläder.

3 Mjukt spärrskikt i textil ökar komforten och minskar risken för prassel.

4 Torrformerad kärna ger ett tunt och diskret men ändå högabsorberande skydd för ökad läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt.

1 Anatomisk form speciellt framtagen för män för ökad komfort, diskretion och läckagesäkerhet.

2 Fästyta som ser till att skyddet sitter säkert på plats och möjliggör användning tillsammans med tätt åtsittande underkläder.







3 Den mjuka och andningsbara baksidan i textil ökar komforten och minskar risken för prassel.

4 Superabsorberande kärna för ökad läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt.

5 Läckagebarriärer ger en optimal passform och minskar risken för läckage.

För mer information besök www.attends.se

Attends For Men

	Antal/Avd.förp Antal/Trp.förp	Attends Artikelnummer	Längd (cm) Bredd utvikt (cm)	Spärrskikt	Absorberande kärna	Ytskikt	Läckagebarriärer	Fästyta	Natural Odour Protection 	Andningsbar 	Vikt (gram)	Abs. enligt ISO Rothwell (ml)
Attends For Men 1 	25 100	899561	180 186	Andningsbar nonwoven	Torrformerad kärna med superabsorbenter	Non- woven	X	✓	✓	X	6	117
Attends For Men 2 	16 64	201794	180 186	Andningsbar nonwoven	Torrformerad kärna med superabsorbenter	Non- woven	X	✓	✓	X	10	216
Attends For Men 3 	14 168	205952	290 230	Andningsbar nonwoven	Fluff och superabsorbenter	Non- woven	✓	✓	✓	✓	23	584
Attends For Men 4 	14 168	205976	290 230	Andningsbar nonwoven	Fluff och superabsorbenter	Non- woven	✓	✓	✓	✓	28	714



Natural Odour Protection

Natural Odour Protection minskar risken för otrevlig lukt.



Andningsbar

Det andningsbara spärrskiktet tillåter huden att andas, vilket bidrar till en god hudvård.