


TRIOAPRON CORE – Skyddsförkläde

TrioApron CORE är ett skyddsförkläde som är anpassat för att skydda användare i olika miljöer. Den är framtagen för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare. Produkten används även inom livsmedel, städ, veterinärkliniker, tandvårdskliniker etc. och kan produceras i olika kulörer.

Förklädet är tillverkad i polyetenplast varav ca 50% återvunnen råvara, som minskar koldioxidutsläppen med upp till 40%. Det är producerat i ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt att bära och som skyddar användaren. Produkten är användarvänlig och smidig då den är förpackad på rulle med 3 rullar i en kartong. Detta gör produkten lättillgänglig och hygienisk samt minimerar risk för kontaminering. Mängden avfall begränsas på detta sätt också.

TrioApron CORE produceras i Sverige med hög leveranssäkerhet – självklart CE-märkt.

CE märkning CAT I.



Perforering i kanten - enkelt att riva av ett förkläde i taget



Produkt- och förpackningsdata:

Artikelnummer	1001315
Namn	TrioApron CORE
Material	Polyeten, ca 50% återvunnen råvara 100% återvinningsbart
Färg	Medtech grön
Storlek	One size
Total längd (cm)	120
Tjocklek µm	ca 20
Antal rullar/kartong	3
Antal förkläden/rulle	50
Antal/kartong	150
Kartonger/pall	105
Antal förkläden/pall	15 750
Vikt kartong (kg)	ca 3
Produktion	Landskrona, Sverige

Kontakta oss för beställning eller mer information:

Stephanie Jörliden

Tel 0418-43 79 08

stephanie.jorliden@trioplast.com

Trioplast Landskrona

Division Consumer Packaging & Special Purpose Film

Lodjursgatan 5, 261 44 Landskrona