

Benämning

Skyddsöverdrag för skor

Blå ,30 my

Artikelnummer

SS-Blå30

Produktinformation

Material	PE
Färg	Blå
Tjocklek	30 my
Storlek	One Size

Packing

Enhet	500 st/frp
Antal/Kartong	12 frp/kartong
Kartongstorlek	(H x B x L) 40 x 60 x 40 cm

Standard

ISO 9001

ISO 13485:2016

Förvaring

Temperatur: Mellan -5°C and 40°C

Luftfuktighet: Under 80%

Bör ej utsättas för direkt solljus

Hållbarhet: 3 år

Avsedd användning

Luddfritt engångsöverdrag avsedd för skor.

Värmeförseglade sömmar. Sömlös botten.

Avsedd att användas i rena miljöer, eller annan allmän industriell tillämpning.

Risikanaly

Produkten är godkänd för människors hälsa.

Bruksanvisning

1. Ta ut produkten ur förpackningen, och vik sedan ut den.
2. Se till att gummibandet är helt.
3. Trä skoskyddet över dina skor.

Varningar

1. Denna produkt är avsedd för engångsanvändning.
2. Denna produkt är för skydd av golv/underlag.
3. Denna produkt är avsedd för hygieniskt skydd.
4. Ej antistatiskt behandlad.

